

フリーテストステロン検査 受託再開に伴う方法変更 のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、フリーテストステロンにつきまして、新試薬の発売が決定した旨、試薬販売会社より連絡がありました。

弊社では、2015年2月より一時受託中止とさせていただいておりましたが、受託を再開いたします。新試薬での測定となりますことから検査要項を変更しての再開となりますことをご案内いたします。

長い間、たいへんご迷惑おかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。

今後ともお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

記

■ 実施日 2016年2月8日（月）ご依頼分から

■ 対象項目

項目コード No.	検査項目
7961	フリーテストステロン〔RIA〕

※新試薬となるため、新規項目として受託を開始させていただきます。

● フリーテストステロン

本項目は、旧試薬(株式会社 LSI メディエンス社製)の製造販売中止後、国内唯一の RIA 試薬が発売されることとなり、この新試薬を用いての検査です。旧試薬と同様にガイドライン推奨の RIA 固相法を用いています。旧試薬に近似した結果が得られることが期待されていますが、全く同等の結果ではありません。基準値等が変更となります。

▼検査要項

検査項目	変更内容	新	現
フリーテストステロン	項目名称	フリーテストステロン〔RIA〕	フリーテストステロン
	項目コード	7961	7791
	基準値(単位)	下表参照	下表参照
	報告範囲	0.2 未満、0.2~99.9、100 以上	0.6 未満、0.6~50.0、50.0 以上
	検体量	変更ありません	血清 0.3 mL
	保存	変更ありません	凍結

年齢別・性別における基準値

(単位：pg/mL)

新法 (7961)			現法 (7791)		
メーカー参考値			メーカー参考値		
年齢	男性	女性	年齢	男性	女性
20~29	7.6~23.8	0.4~2.3	20~29	8.5~27.9	2.7 以下
30~39	6.5~17.7	0.6~2.5	30~39	7.6~23.1	1.9 以下
40~49	4.7~21.6	0.3~1.8	40~49	7.7~21.6	1.1 以下
50~59	4.6~19.6	0.8~1.7	50~59	6.9~18.4	1.0 以下
60~69	5.3~11.5		60~69	5.4~16.7	—
70 以上	4.6~16.9		70~79	4.5~13.8	—

相関図

フリーテストステロン(RIA)

