

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、下記の検査項目におきまして、容器を凍結、冷蔵した状態で何らかの衝撃を加えた場合、ごく稀に容器が破損する事が判明しました。保存温度室温にて検証をおこなったところ、容器破損リスクを軽減することが確認できましたので、保存温度を変更させていただきます。ご案内いたします。

何卒ご了承賜りますようよろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

■実施日：2020年10月30日（金）ご依頼分より

### ■変更項目名

項目コード	検査項目	容器	変更内容	新	現
7700 6 7644 9 K589 8	クラミジアトラコマ ティス DNA	F3 Y1	保存温度(※)	室温	冷蔵
4759 5 4719 9 K590 6	淋菌 DNA				
A004 6 A005 5 A006 4 A009 1	淋菌およびクラミジア トラコマチス DNA 同 時同定				

(※) 保存：ご提出いただく検体の保存状況です。保存安定性は 28 日です。