

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記検査項目におきまして、検査内容の変更をご案内いたします。
急な変更となりご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます
健康と医療の未来に貢献すべく、より良い検査サービスのご提供に努めてまいります。

謹白

記

■ 変更日 2023 年 7 月 14 日（金）ご依頼分より

■ 変更項目

項目コード	検査項目
E287 9	TARC (Th2 ケモカイン)

● TARC (Th2ケモカイン)

セントラルラボラトリーの稼働に伴い、測定機器、測定試薬を変更いたします。

▼現法と新法の比較

変更内容	新	現
項目コード	変更はありません	E2879
検査項目名称	変更はありません	TARC (Th2ケモカイン)
測定実施場所 (測定場所記号)	エスアールエルセントラルラボラトリー (&1)	エスアールエル八王子ラボラトリー (&エ)
検査方法	変更はありません	CLEIA 法
基準値	変更はありません	血清 小児 (6~12 ヶ月) : 1367 未満 小児 (1~2 歳) : 998 未満 小児 (2 歳以上) : 743 未満 成人 : 450 未満
単位	変更はありません	pg/mL
報告範囲	変更はありません	100 未満、100~99990000
報告桁数	変更はありません	有効 4 桁、整数 8 桁、小数 0 桁
参考文献	測定法 : 山脇 一恋,他 : 医療と検査機器・試薬 44 (5) : 428~433, 2021. 臨床意義 : 変更はありません	測定法 : 安江 智美,他 : アレルギーの臨床 34 (10) : 60~65, 2014. 臨床意義 : 藤澤 隆夫,他 : 日本小児アレルギー学会誌 19 (5) : 744~757, 2005.
備考	トロンビン入り採血管は測定値に影響を与える恐れがあるため使用を避けてください。	血漿はデータ低下が見られますので避けてください。 トロンビン入り採血管は測定値に影響を与える恐れがあるため使用を避けてください。
JLAC10 コード	変更はありません	5J228 0000 023 052

● 相関図

TARC(Th2ケモカイン)

