

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記検査項目におきまして、検査内容の変更をご案内いたします。
健康と医療の未来に貢献すべく、より良い検査サービスのご提供に努めてまいります。
謹白

記

■ 変更日 2025 年 10 月 1 日（水）ご依頼分より

■ 変更項目

HDL-コレステロール	LDL-コレステロール	フェリチン
テオフィリン	MMP-3 (マトリックスメタロプロテナーゼ-3)	β 2-マイクログロブリン

以上

総合検査案内電子版




●変更一覧表

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考	群臨コード
M006 2	HDL-コレステロール	項目コード	変更はありません	M006 2	測定試薬の変更	0460
		検査方法	変更はありません	直接法		
		基準値 (単位)	変更はありません	M 40～86 (mg/dL) F 40～96 (mg/dL)		
		保存 (安定性)	変更はありません	冷蔵		
		報告範囲	変更はありません	2 未満、 2～999999999		
		報告桁数	変更はありません	有効 8 桁、整数 8 桁、小数 0 桁		
M005 3	LDL-コレステロール	項目コード	変更はありません	M005 3	測定試薬の変更	0410
		検査方法	変更はありません	直接法		
		基準値 (単位)	変更はありません	70～139 (mg/dL)		
		保存 (安定性)	変更はありません	冷蔵		
		報告範囲	変更はありません	1 未満、 1～999999999		
		報告桁数	変更はありません	有効 8 桁、整数 8 桁、小数 0 桁		
M018 9	フェリチン	項目コード	変更はありません	M018 9	測定試薬、測定機器の変更に伴う、検査方法、基準値の変更	0891
		検査方法	CLEIA	ラテックス比濁法		
		基準値 (単位)	M 39.4～340.0 F 3.6～114.0 (ng/mL)	M 30.0～310.0 F 3.0～120.0 (ng/mL)		
		保存 (安定性)	変更はありません	冷蔵		
		報告範囲	0.3 以下、 0.4～9990000	3.0 未満、 3.0～999999.9		
		報告桁数	有効 3 桁、整数 7 桁、小数 1 桁	有効 8 桁、整数 6 桁、小数 1 桁		
0067 7	テオフィリン	測定場所	エスアールエルセントラル ラボラトリー (&1)	エスアールエル北関東検査 センター	測定場所、所要日数の変更、 その他変更はありません。	0673
		所要日数	2～4	1～2		
4646 0	MMP-3(マトリックスメ トリックスプロテイン-3)	測定場所	エスアールエルセントラル ラボラトリー (&1)	エスアールエル北関東検査 センター	測定場所、所要日数の変更、 その他変更はありません。	6117
		所要日数	2～4	1～2		
M017 0	β2-ミクログロ ブリン	測定場所	エスアールエルセントラル ラボラトリー (&1)	エスアールエル北関東検査 センター	測定場所、測定試薬変更、 所要日数 その他変更はありません。	0862
		所要日数	2～4	1～2		

● HDL-コレステロール

SRLグループ標準測定試薬へ変更いたします。


● 相関図



● LDL-コレステロール

SRLグループ標準測定試薬へ変更いたします。


● 相関図



● フェリチン

SRLグループ標準測定試薬へ変更いたします。

● 相関図



● β 2-ミクログロブリン

SRLグループ標準測定試薬へ変更いたします。

● 相関図

