

# 群馬臨床 お勧め検査 4月版～1

## アレルギー検査 MAST のご案内

陽性頻度の高い33種類の特異的IgEを血清量0.5m測定できる MAST33を受託しておりますが、この度、測定アレルゲンが3項目追加され、より幅広い範囲のアレルゲンが検索できる MAST36 へ変更いたします。

今後とも引き続きお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。

敬白

MAST33 → MAST36

追加された  
アレルゲン

モモ、トマト、アスペルギルス

特徴

依頼頻度の高い **36項目**のアレルゲンを1回で測定できる検査です  
患者様自身も気づいていなかった重複感作を見つけることにつながります

～ お問い合わせ先 ～  
株式会社群馬臨床検査センター

TEL : 027-265-6498