

群馬臨床 お勧め検査 4月版～1

結核感染検査のご案内

医療機関の新規採用職員・既に勤務している職員に対して、「結核院内（施設内）感染対策の手引き」（厚労省：平成26年版）ではIGRAの実施が推奨されています。

今後とも引き続きお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。

敬白

結核菌特異的インターフェロン γ 遊離試験

保険点
数630

QFT-3G

専用試験管1mL×3本 受託可能日：(祭日とその前日を除く) 月曜～金曜

T-SPOT

ヘパリン入り試験管5mL 受託可能日：(祭日とその前日を除く) 月曜～金曜

上記2つの検査方法から、お選びいただけます

～ お問い合わせ先 ～
株式会社群馬臨床検査センター

TEL : 027-265-6498